

Twist T4 X-Panda

*Ein bewährtes multifunktionales Sitzsystem
auf die bewährte Powerbase vom Twist T4 2x2.
Diese Kombination gibt Ihnen neue Möglichkeiten.*

*Die X-Panda Sitzeinheit ist mit wenigen
Handgriffen von der Rollstuhlbasis.
Twist T4 trennbar und auf ein R82
bekanntes Untergestell montierbar.*

*Der Twist T4 X-Panda kann mit allen
verfügbaren X-Panda Sitzgrössen
1, 2, 3 und 4 konfiguriert werden.*

