

TTS 3



...das Kraftpaket für höchste Ansprüche



TTS 3

Das Modell TTS 3 vereint Fortschritt und neuste Technologie zusammen. Du erlebst ein neues Fahrgefühl das nur für den Sport entwickelt wurde.

Leistungsstark

Beste Leistungsdaten und die sehr kurze Bauweise zeichnen unseren mehrstufigen Stirnradantrieb aus.

Dies ermöglichte uns eine ganz andere Konstruktionsweise des Rollstuhls um den besten Wirkungsgrad und eine direkte Regelbarkeit zu erhalten.

Lithium Technologie

Die neuste Technologie in der Energieversorgung steht Dir zur Verfügung. Dank der Lithium Batterie bist Du nach kurzer Ladezeit wieder Spielbereit. Der grosse Vorteil an Lithium ist, dass du immer 100% Leistung hast. Mit nur 7.2kg Gewicht ist der Akku sehr leicht und bringt Dir grosse Vorteile im Handling.

Technische Daten



Gesamtlänge	105cm
Gesamtbreite	80cm
Gesamthöhe	90cm
Sitzhöhe	38-42cm
Sitzbreite	32-59cm (nach Kompatibilitätsliste)
Sitztiefe	34-54cm (nach Kompatibilitätsliste)
Antriebsräder	16"
Geschwindigkeit	15km/h
Gewicht inkl. Batterie	100kg
Batterieleistung	1 x 24V 32Ah
Reichweite	Spieleinsatz 1,5 - 2,5Std. *
Lackierung	Alle RAL Farben gemäss Farbkatalog

*Die Spielzeitdauer kann durch unterschiedliche Fahreigenschaften ändern.

DEGONDA Rehab SA
Aarestrasse 59
3661 Uetendorf
SCHWEIZ
☎ +41 (0)33-345 83 00
☎ +41 (0)33-345 83 01

✉ info@turbo-twist.ch
🌐 www.turbo-twist.ch

 **DEGONDA** Rehab SA 