

Panthera X



Panthera X ist der leichteste Rollstuhl der Welt, mit Gestell und Rücken aus Carbonfaser. Panthera X ist ein Rollstuhl für den erfahrenen und aktiven Nutzer, der einen leicht ausgewogenen Rollstuhl ohne Kippschutz (nicht als Zubehör erhältlich) bedienen kann. Dank der bahnbrechenden Technologie lassen sich die Carbonfasern so anordnen, dass die Konstruktion besonders robust und unglaublich leicht ist. Panthera X bietet komfortablen und flexiblen Fahrspaß. Der Rollstuhl lässt sich in der Regel mit nur einer Hand ins Fahrzeug heben. Panthera X verfügt über eine feste Hinterachse. Der Rollstuhl lässt sich mithilfe von vier Befestigungspositionen an der Rückenlehne ausbalancieren. Die Rückenlehnenneigung ist einstellbar. Die Rückenhöhe kann in 1-cm-Schritten zwischen 22 und 35 cm justiert werden.

Abmessungen Panthera X

Sitzbreite:	33, 36, 39, 42 und 45 cm
Rückenlehnenhöhe:	22–35 cm
Sitzhöhe hinten:	43 cm
Sitzhöhe vorn:	47 cm
Sitztiefe:	35–46 cm (einstellbar)
Sitzwinkel:	7°
Gesamtlänge:	82,5 cm
Gesamthöhe:	69 cm
Gesamtbreite:	Sitzbreite + 20 cm
Max. Benutzergewicht:	100 kg

Standardausführung

- Carbonfasergestell
- Fußstütze aus Aluminium 7075
- Antriebsrad 24 Zoll Spinergy X
- Greifreifen aus Aluminium 7075
- Ausbalancierung in 4 Positionen
- Hinterachse aus Carbonfaser
- Lenkrolle 3 Zoll
- Rückenlehne aus Carbonfaser, stufenlos verstellbarer Winkel
- Rückenpolster, verstellbar
- Sitzbezug, verstellbar
- Einhandbremse X
- Wadenband
- Werkzeugset
- Gebrauchsanweisung



Gewichte Panthera X

Sitzbreite	Gesamtgewicht	Transportgewicht
33 cm	4400 g	2100 g
36 cm	4450 g	2150 g
39 cm	4500 g	2200 g
42 cm	4550 g	2250 g
45 cm	4600 g	2300 g

Die Gewichte basieren auf der Standardausführung des Rollstuhls ohne Bremse.

